

Akupressur Ring zur sanfte Entspannung



Produktbeschreibung

Der Akupressur Ring ist aus Edelstahl und kann durch seine unscheinbare Größe ob in der Freizeit oder in der Arbeit immer bei sich getragen werden. Mit der sanften Anwendung einer Massage der Finger, beginnt sich der Körper zu entspannen und die Konzentration zu verbessern.

Anwendung

Rollen Sie den DOSKAR Akupressur Ring aus Edelstahl langsam über jeden einzelnen Finger, am besten mit leichtem Druck mehrmals täglich über jeden Finger der linken und der rechten Hand (etwa 20 Sekunden pro Finger). Dabei stimulieren die kleinen Spitzen des Rings auf sanfte Weise die Energiepunkte.